

WE MOVE YOU



Armeo®Senso

**ŘEŠENÍ PRO MAXIMÁLNÍ
OBNOVU FUNKCE HORNÍ
KONČETINY**

ArmeoSenso je založen na 10 letech klinických zkušeností s přístroji Armeo společnosti Hocoma.

VYSOCE INTENZIVNÍ TERAPIE HORNÍ KONČETINY

Aktivní, intenzivní, vysoce motivující, repetitivní trénink horní končetiny ve 3D prostoru u pacientů se středním a mírným deficitem v oblasti horní končetiny.

UNIVERZÁLNÍ A JEDNODUCHÝ K POUŽITÍ

Snadno nastavitelný dle individuálních parametrů a potřeb pacienta.



KOMPAKTNÍ A JEDNODUCHÝ DESIGN

Přístroj je jednoduchý na samotnou instalaci, přenosný s intuitivním uživatelským rozhraním.

VYUŽÍVAJÍCÍ MAXIMÁLNÍ EFEKTIVNOST TERAPIÍ

Umožňuje terapeutům provádět skupinové terapie, a tím efektivně využívat čas strávený s pacientem. Zároveň je možné nastavit profil „Extra Time“, který pacientům umožňuje trénink i mimo terapeutické jednotky bez nutnosti dohledu terapeuta, například odpoledne, přes víkend apod.

MODUL SE SENZOREM PRO RUKU


Senzor pro ruku umožňuje trénovat úchopovou funkci ruky, zejména válcový úchop a zároveň poskytuje zpětnou vazbu ohledně síly stisku a pomáhá zlepšovat svalovou sílu ruky.

VOLITELNÁ PODPORA PŘEDLOKTÍ – SAEBOMAS MINI

K zařízení je možno použít podporu předloktí SaeboMas Mini, která se jednoduše upevní na stůl a poskytne tak funkční asistenci při provádění terapie prostřednictvím odlehčení předloktí. Přístroj je tak možný využít u širšího spektra pacientů.

SOUČÁST ARMEO THERAPY KONCEPTU

ArmeoSenso je část unikátního Armeo Therapy konceptu, což je komplex přístrojů pokrývajících celé spektrum kontinuální rehabilitace horní končetiny, od akutní, přes subakutní až chronickou fázi onemocnění. Je tak zajištěna kontinuita rehabilitace a podporováno maximální obnovení funkce horní končetiny.





POHLED ODBORNÍKŮ

Stefan Ortmann

Ergoterapeut, Kliniken Valens, Švýcarsko

“ ArmeoSenso je přístroj velmi jednoduchý a rychlý při nastavování parametrů dle individuálních potřeb pacienta. To pak umožňuje terapeutům být více efektivní a poskytnout pacientovi trénink po delší dobu. Očekáváme, že pacienti budou schopni pracovat na tréninku horní končetiny také samostatně s minimálním nebo žádným dohledem terapeuta. ”

Prof. Alberto Esquenazi

Hlavní lékař, MossRehab, USA

“ Jsem rád, že máme ArmeoSenso na klinice MossRehab a hodnotím jej jako výborné doplnění produktů konceptu Armeo Therapy. Aplikace technologie senzorů, které snímají pohyb rehabilitované horní končetiny, které nabízí Hocoma, je v souladu se zdravotní péčí a umožňuje velké rozšíření terapeutických možností. ”





TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Zaměřeno na funkční pohyby: (rameno: flexe/extenze, horizontální abdukce/addukce, vnitřní/vnější rotace; loket: flexe/extenze, pronace/supinace; zápěstí flexe/extenze)
- Detekce kompenzačních strategií trupu
- Rozsáhlá nabídka funkčních cvičení v 1D, 2D a 3D prostoru
- Podrobné hodnocení pro analýzu a dokumentaci pacientova zlepšení

VOLITELNÁ PODPORA PŘEDLOKTÍ Saebotronics

PRODUCT DISCLAIMER

Všechny produkty společnosti Hocoma jsou zdravotnickými prostředky a musí být používány přesně podle uživatelského manuálu, aby nedošlo k poranění pacienta. Doporučujeme sledovat webové stránky Hocoma (www.hocoma.com/leganotes) pro nejnovější informace. Prosím kontaktujte společnost Hocoma, pokud máte jakékoliv otázky. Přístroj používejte pouze pod dohledem odborně zaškoleného pracovníka. Ačkoliv některé produkty jsou určeny pro domácí použití, musí být používány přesně podle instrukcí odborného personálu, který zná specifické požadavky pacienta. Sledujte webové stránky Hocoma (www.hocoma.com/legalnotes) a návod popisující přesné parametry přístroje. Nedodržování pokynů odborného personálu může způsobit zranění. Tyto informace poskytují detaily o produktu, který nemusí být k dispozici ve všech zemích a nemusí být schválen k používání příslušnými státními orgány ve všech zemích světa. Nic zde napsáno by nemělo být chápáno jako propagace nebo návod k používání jakéhokoliv produktu, který není v dané zemi schválen zákony.

POSKYTUJEME KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO REHABILITACI HORNÍ KONČETINY

Nabízíme efektivní řešení prostřednictvím pokročilých technologií v kontinuální rehabilitaci: od těžkých po mírné deficity a od akutní fáze rehabilitace po následný domácí trénink. Všechny naše technologie jsou vyvinuty, vyrobeny a kontinuálně zlepšovány v blízké spolupráci s výzkumníky, klinickými specialisty a samotnými uživateli.

KOMPLEXNÍ TERAPIE HORNÍ KONČETINY A RUKY

Objevte naše široké portfolio produktů pro terapii horní končetiny a ruky.



ARMEOPOWER

Světově první robotický exoskelet pro rehabilitaci horní končetiny a ruky u pacientů s těžkým poraněním horní končetiny.



ARMEOSPRING

Řešení pro repetitivní trénink horní končetiny a ruky ve 3D prostoru.



ARMEOSPRING PEDIATRIC

Pediatrické řešení pro repetitivní intenzivní trénink horní končetiny a ruky ve 3D prostoru.



ARMEOSENSE

Přístroj založený na snímání pohybu pomocí senzorů pro maximální funkční obnovu horní končetiny.

KONTAKT

Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
13000 Praha
Česká Republika

Mobil: +420 722 487 261
E-mail: petra.horsakova@stargen-eu.cz
www.stargen-eu.cz

 **Hocoma**
a DIH brand